



新規実施項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与するべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記項目の受託を開始することになりました。
取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 受託開始日 2020年 7月16日(木)ご依頼分より
- 新規受託項目 尿中メチルイソブチルケトン(尿中MIBK)
- 検査要項

CODE	検査項目	検体 必要量	容器 保存方法	検査方法	基準値 単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
2068	尿中メチルイソブチルケトン (尿中MIBK)	尿 2.0mL	※1 冷蔵 (凍結厳禁)	GC-MS法	1.7 未満 mg/L	8~9	未収載	※2 *V

検査場所：京都工場保健会（略号：*V）

- ※1 容器にはスクリーキャップ付きの試験管を使用してください。
スクリーキャップ付きの試験管については担当営業所にお問い合わせください。
- ※2 試験管には、検体からのメチルイソブチルケトンの揮発を防ぐ為に、試験管いっぱい尿を入れ、蓋を確実に閉めて下さい。なお、検体は冷蔵で保管し凍結は避けてください。