

## 検体採取容器変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、Information No.2020-048でお知らせしました内容に検査委託先のLSIメディエンスより訂正の連絡がありましたので再度、ご案内いたします。

専用容器の保管方法が変更になっております。

取り急ぎご案内いたしますので、よろしくご利用の程お願いいたします。

敬具

### 記

■ 変更実施日 2020年10月31日(土)受付分より

### ■ 変更内容

CODE	検査項目名	変更箇所	新	現行	検査案内	備考			
2027	血小板第4因子 (PF4)	採取容器	 (アルミ包装)		P102	・添加剤に変更はありません。 ・採取方法、提出方法に変更はありません。 ※上記期日以降も旧容器が使えますが旧容器の有効期限をご確認のうえご利用下さい。			
2029	βトロンボグロブリン (β-TG)						保管方法	常温・遮光	冷蔵・遮光
							採血量	2.7mL	4.5mL