

新規実施項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与するべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記項目の受託を開始することになりました。
取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほど宜しく願い申し上げます。

敬具

記

■ 受託開始日 2020年 7月15日(水)ご依頼分より

■ 新規受託項目 新型コロナウイルスMix抗体

■ 検査要項

CODE	検査項目	検体 必要量	容器 保存方法	検査方法	基準値 単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
2110	新型コロナウイルス Mix抗体	血清 0.4mL	A1-1 冷蔵	ECLIA法	(-)	2~4	未収載	※ *A

検査場所：保健科学総合研究所 (略号：*A)

※当該検査は研究試薬での測定になります。通常の検査項目とは異なり、研究を目的とした検査です。
基準値や臨床的意義等が必ずしも明確でないことをご理解の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
本検査の結果をもって診断および、保険請求を行うことは出来ません。

▼結果の解釈について

当該検査で用いる試薬は、定性試薬であり、結果は陰性：(-)、陽性：(+)の判定でのご報告になります。
なお、新型コロナウイルスにおいては不明なことが多く、抗体の産生様式は個人差も大きく様々であり、IgG抗体とIgM抗体がほぼ同時に検出されるとの報告もあります。
このため、当検査項目の試薬においては、IgM抗体とIgG抗体を個別に測定するより、IgM抗体、IgG抗体の両方を測定します。
また、未成熟なIgM抗体、IgG抗体を全て捉えるのではなく、ウイルスと親和性の高い成熟した抗体を検出します。